

# Praxishygiene, Sicherheit und Behandlungsqualität

## Das sichere Hygienekonzept unserer Praxis

Um Ihnen ein Höchstmaß an Schutz und Sicherheit zu bieten, haben wir ein anspruchsvolles und aufwendiges Gesamthygienekonzept eingeführt. Dazu gehören:

- die Verwendung sterilisierter Instrumente
- der Einsatz moderner Technologien und Geräte zur Desinfektion und Sterilisierung aller am Patienten eingesetzten Instrumente, Hand- und Winkelstücke.

Die Funktion unserer Sterilisationsautomaten wird freiwillig und auf unsere Veranlassung hin in vierteljährigen Abständen vom **staatlichen Landesuntersuchungsamt** überprüft. Eine Beanstandung war in über 30 Jahren unseres Praxisbestehens bisher noch nicht notwendig.



## Qualität und Qualifikation

Ihre Zahngesundheit ist ein wertvolles Gut. Deshalb legen wir in unserer Praxis Wert auf eine fortschrittliche und sichere Qualitäts-Zahnheilkunde. Eine konstant hohe Behandlungsqualität erreichen wir für Sie durch Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung und regelmäßige Fortbildung. Unsere Praxis **ist qualitätszertifiziert von Stiftung „Praxissiegel“**.



## Röntgen - nur ein Minimum an Strahlung

Unsere Röntgengeräte unterliegen einer monatlichen Qualitätskontrolle durch die **Qualitätssicherungsstelle der Bezirkszahnärztekammer**. Zusätzlich wird eine jährliche technische Prüfung durch vereidigte Sachverständige durchgeführt, so dass Sie sicher sein können, bei Ihren Röntgenaufnahmen nur der minimalsten Strahlung ausgesetzt zu sein.

## Sicher ist sicher - auch bei Zahnersatz

Unser zahntechnisches Labor verfügt über viel Know-how, eine fortschrittliche technische Ausstattung und hochqualifizierte Mitarbeiter. In der Materialauswahl werden renommierte Hersteller berücksichtigt, die eine umfassende Qualitätskontrolle sicherstellen. Auch die unterschiedlichen Verfahrenstechniken bei der Herstellung von Zahnersatz unterliegen einem konsequenten Qualitätsmanagement. Wir verwenden ausschließlich Materialien, Instrumente und Geräte mit dem **CE-Kennzeichen für geprüfte Sicherheit**.

